

## SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA AQUINITY E-35/70

### • VERSIONES AQUINITY E-35/70

Para atender los diferentes requerimientos en sistemas de purificación de agua ultrapura, Membrapure ofrece una variedad de versiones de acuerdo con la calidad de agua requerida y la aplicación, esto permite que se tenga el sistema de purificación óptimo para cada necesidad de nuestros clientes

**Q AQUINITY E-35/70 Reagent:**  
Toc agua de Salida: < 10 ppb

**Q AQUINITY E-35/70 ANALYTICAL:**  
TOC agua de salida: < 1 ppb  
Con Reactor UV

**Q AQUINITY E-35/70 LifeScience:**  
TOC agua de salida: < 5 ppb  
Con Reactor UV  
Con módulo de ultrafiltración

**Q AQUINITY E-35/70 Analytical TI:**  
TOC agua de salida: < 1 ppb  
Con Reactor UV  
Opción de monitoreo de TOC

**Q AQUINITY E-35/70 LifeScience TI:**  
TOC agua de salida: < 5 ppb  
Con Reactor UV  
Con módulo de ultrafiltración  
Opción de monitoreo de TOC

